

DERMIDA

NEEDLINGPEN ANLEITUNG



/ INHALTSVERZEICHNIS.

1. **Einleitung und allgemeine Sicherheitshinweise.**
2. **Geräteinformation.**
3. **Anwendung:** [MatriXneedling®] Systembehandlung.
 - 3.1 **Nadelkopf und Geschwindigkeitsstufen.**
 - 3.2 **Anwendungsfelder.**
 - 3.3 **Produktauswahl** Gesichtsbehandlung.
 - 3.4 **Produktauswahl** Körperbehandlung.
 - 3.5 **Produktauswahl** Spezielle Anwendungsgebiete.
 - 3.6 **Anleitung:** Schritt für Schritt.
4. **Schulungen und Concept Store.**



**/ SEHR GEEHRTE KUNDIN,
SEHR GEEHRTER KUNDE,**

wir danken dir für den Kauf eines originalen DERMIDA® Microneedling-Systems und für dein Vertrauen, das du uns damit entgegenbringst. Auf Basis der jährlich abgesetzten Einheiten, vertraust du auf die meistverkaufte Marke für Microneedling-Produkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das von dir gekaufte automatische Microneedling-System (auch Needlingpen oder Dermapen) ist ein Teil unserer systemischen Microneedling-Therapie zur Behandlung von spezifischen Problemzonen. Dieses ganzheitliche Konzept bezeichnen wir als [MatriXneedling®].

1. EINLEITUNG UND ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE.

INFORMATIONEN ZU DIESEM ANWENDUNGS-LEITFADEN.

Lese diesen Leitfaden aufmerksam und vollständig durch. Er behandelt die Microneedling-Behandlung mit den DERMIDA® Needlingpens und dem originalen Zubehör. Er enthält alle wesentlichen Informationen, wie die Geräte sicher anzuwenden sind, welche Produkte in die Behandlung integriert werden können und welche Sicherheitshinweise dringend befolgt werden müssen. Zur korrekten Inbetriebnahme, Aufladung der Akkus oder den Garantiebedingungen ist die mitgelieferte technische Bedienungsanleitung ausschlaggebend.

DAS GERÄT.

Der X-tra CONTROL und der SMART CONTROL sind vollautomatische Microneedling-Systeme, die sowohl im kabellosen Betrieb als auch im Netzbetrieb genutzt werden können. Der Akkubetrieb führt zu keinem Leistungsverlust. Mit unterschiedlichen Nadelaufsätzen und der verstellbaren Nadellänge können verschiedene Körperzonen behandelt und unterschiedliche Anwendungen durchgeführt werden. Beide Geräte eignen sich sowohl für ästhetisches Microneedling als auch für die BB Glow Behandlung (Semi-Permanent-Make-Up).

ORIGINALES ZUBEHÖR.

Verwende ausschließlich das originale Zubehör von DERMIDA®. Das korrekte Behandlungsverfahren und dessen Anwendung ist nur bei Verwendung von Originalzubehör gewährleistet.

Beachte, dass die Nadelköpfe der verschiedenen Systeme nicht untereinander austauschbar sind. Falsche Nadelköpfe können das Gerät beschädigen und stellen eine Gefahr für den Behandelten dar.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE.

Bei der vorgeschlagenen, mehrstufigen Systembehandlung handelt es sich um eine Empfehlung, die wir auf Basis unserer langjährigen Erfahrung erstellt haben. Du kannst selbstverständlich auf vorgeschlagene Produkte verzichten oder andere hinzufügen. Die Microneedling-Behandlung darf nicht bei aktiven Infektionen wie Akne, Herpes, Wunden, Ausschlägen oder Ekzema durchgeführt werden. Außerdem sollte sie nicht bei schlechter Wundheilung, Hautkrankheiten, Narbenkeloiden, Nervenschädigungen auf dem Hautareal, bei Blutgerinnungsstörungen oder auf Warzen angewendet werden. Keine Anwendung, wenn blutverdünnende Medikamente eingenommen werden. Eine Anwendung während der Schwangerschaft ist nicht zu empfehlen. Aus Hygienegründen darf das Gerät ausschließlich von ein und derselben Person benutzt werden. Die Verwendung des Needlingpens und dieser Anleitung erfolgt stets auf eigene Gefahr. Bei Fragen oder Unklarheiten wendest du dich bitte an deinen Hausarzt oder einen Dermatologen. Sollte die für die Behandlung verantwortliche Person den geringsten Zweifel haben, dass die Sicherheit des behandelten Patienten bzw. Patientin nicht gewährleistet ist, z. B. aufgrund von Erkrankungen oder Sekundärbedingungen, muss die Behandlung sofort unterbrochen oder ausgesetzt werden.

PRODUKTSPEZIFISCHE SICHERHEITSHINWEISE.

Gehe mit dem Gerät sorgsam um und führe die Behandlung nur durch, wenn du dir dies zutraust. Das Gerät nicht mit 220-V-Wechselstrom speisen, da dies zu Bränden oder Fehlfunktionen führen kann. Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht mit Microneedling-Geräten spielen. Störquellen vermeiden, indem in der Nähe des Geräts keine Mobilfunkgeräte verwendet werden.

SCHUTZ VOR FLÜSSIGKEITEN.

Unbedingt darauf achten, dass keine Flüssigkeiten (Wasser, Serum, Desinfektionsmittel etc.) in das Handstück oder das Netzteil eindringen. Um dies zu gewährleisten, darf der Needlingpen während einer Behandlung nie mit dem Nadelkopf nach oben gehalten werden. Fließt Flüssigkeit in den Motorraum, führt dies zu irreparablen Schäden (Liquid Backflow). Dies führt zum Verlust der gesetzlichen Gewährleistung und der Garantieleistung durch einen nicht sachgemäßen Betrieb.

Schicke das Gerät bei Schäden, Funktionsstörungen oder zur Überprüfung an DERMIDA® oder einen autorisierten Fachhändler. Dies gilt, wenn es beschädigt ist, wenn es nicht normal funktioniert oder wenn Flüssigkeit in den Needlingpen oder das Handstück gelangt ist. Nimm hierzu Kontakt unter info@dermida.de auf.

WARTUNG.

Wir empfehlen dir, den Needlingpen in regelmäßigen Abständen von 24 Monaten zur Inspektion an uns zu schicken. Hier wird das Gerät elektrotechnisch durchgemessen, mit neuen Nadeln ausgestattet und präventiv auf Schäden untersucht. Eine Inspektion mit kostenlosem Rückversand kostet 49 €. Bitte wende dich hierfür auch an info@dermida.de.

KINDERSICHERUNG.

Das Gerät verfügt über einige Sicherheitsfunktionen, die eine ungewollte Inbetriebnahme durch Kinder oder sonstige unbefugte Dritte verhindern soll.

Um das Gerät an- und auszuschalten, muss der Power-Knopf mindestens 3 Sekunden gedrückt gehalten werden. Durch wiederholtes Betätigen dieses Knopfes erhöhst du die Geschwindigkeitsstufen des Geräts im Betrieb.

REINIGUNG DES GERÄTS.

Den Needlingpen lediglich mit einem weichen, mit einer Reinigungs-/Desinfektionsmittellösung getränkten, Tuch reinigen. Wenn Reinigungs- oder Desinfektionsmittel in das Handstück, die Steuereinheit oder das Stromnetz gelangt, kann ein Kurzschluss entstehen. Außerdem können dadurch elektrische und mechanische Komponenten korrodieren. Das Handstück oder das Netzteil niemals in Reinigungs- oder Desinfektionsmittel tauchen. Das Handstück oder das Netzteil niemals im Autoklav oder in einem Ultraschallbad reinigen. Bei der Wahl von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln die Materialverträglichkeit berücksichtigen.

2. GERÄTEINFORMATION.



Nr. DA141707

NADELKOPF.

Aus chirurgischem Edelstahl, in einer Vielzahl von Varianten erhältlich, austauschbar.

BAJONETTVERSCHLUSS.

Sichere Verbindung durch Ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen.

EINSTELLREGLER.

Stufenlose Einstellung der Nadellänge mit Drehregler von 0,2 mm bis 2,5 mm.

GEHÄUSE.

Aus robustem Argal Aluminium, wischbeständig, ergonomisch und besonders kratzfest.

AKKU & MOTOR.

High-Performance Lithium-Ionen-Akku mit 5V Motorleistung. Bis zu 18.000 Hüben in der Minute.

LED DISPLAY.

Digitale Anzeige der verwendeten Geschwindigkeitsstufe.

ON/OFF-BUTTON & SPEED LEVEL CONTROL.

An- und Ausschaltknopf des Geräts, mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Bei wiederholtem kurzem Drücken ändert sich die Geschwindigkeitsstufe.



Nr. DA141703

3. ANWENDUNG: [MATRIXNEEDLING®] SYSETM BEHANDLUNG.

/ DIE SYSTEMISCHE BEHANDLUNG VON PROBLEMZONEN.

Um die Microneedling-Behandlung systematisch durchzuführen, benötigst du ein Basis-Set mit Needlingpen und Desinfektionsmittel sowie ein Pflege-Set mit spezifischen Produkten für deine Problemzone.

DAS BASIS-SET.

Das DERMIDA® Needlingpen Behandlung Komplett-Set beinhaltet den Needlingpen X-tra CONTROL, fünf zusätzliche 12er-Ersatznadelköpfe sowie das passende Haut- und Instrumentendesinfektionsmittel für eine sterile Behandlungsumgebung.



DAS PFLEGE-SET.

Mit den passenden Pflege-Sets kannst du das Treatment Schritt für Schritt auf dein Hautproblem ausrichten. Cleanser, Peeling, steriles Serum und die optimale Nachpflege.



SERUM

Generell hast du zwei Möglichkeiten, um die Microneedling-Anwendung mit einer Wirkstoff-Therapie (Serum) zu kombinieren. Entweder du arbeitest ein steriles Serum direkt mit dem Needlingpen ein oder du setzt auf ein After-Care-Serum nach der Behandlung. Wir empfehlen aufgrund der pharmazeutischen Reinheit und der höheren Effektivität eine sterile Wirkstoff-Ampulle zu verwenden. Wir bieten mit 13 sterilen Meso-Seren eine einzigartige Vielfalt, mit der du gezielt ästhetische Makel behandeln kannst. Zur intensiven Hydratisierung bietet sich oftmals eine Erstbehandlung mit dem Hyaluron Booster an. Die Wirkstoffzusammensetzung variiert stark in jedem Anwendungsfeld.



NEEDLING

Wir sind der Pionier im Microneedling und der Kollagen-Induktions-Therapie in Deutschland. Beim Needling mit dem elektrischen Needlingpen wird ein Nadelkopf in Auf- und Abbewegungen versetzt, wodurch bei leistungsfähigen Geräten bis zu 15.000 Hübe pro Minute entstehen. Während diesen Auf- und Abbewegung wird der Needlingpen über die Haut geführt und hinterlässt dabei kleine vertikale Einstichkanäle in der Hautoberfläche, die sogenannte Perforation. Dieser Vorgang löst eine Reihe von biologischen Prozessen aus, die der Haut dabei helfen, sich selbst zu „reparieren“ und zu erneuern. Eine große Anzahl von Hautproblemen kann so effektiv behandelt werden. Angestrebt werden 200 bis 250 Einstiche pro cm² für ein optimales Ergebnis.



HYDRATION

Unsere einzigartigen Hydration Masks sind sowohl für Gesicht als auch für Körperbehandlungen verfügbar. Sie gewährleisten eine intensive Hydratisierung der Haut, unterstützen den Regenerationsprozess der Haut und stimulieren die körpereigene Elastin- und Kollagenproduktion. Rötungen, Irritationen, Microtears und Trockenheitsgefühl werden sofort gemindert. Durch diese Power-Maske benötigst du garantiert kein Serum mehr nach der Behandlung.

Aktive Inhaltsstoffe: Matrixyl®, Niacinamide, Hyaluronsäure, Gatuline Expression AF, iActive-Complex, ProdeW 500, Kaktusfeigenwasser



REPAIR

Nach der Behandlung ist schnelle erste Hilfe gefragt. Unser Post Treatment Repair Balm liefert genau diese. Die Creme stärkt die geschwächte Hautbarriere und führt die Hautbalance zurück ins Gleichgewicht. Sie reguliert zudem den pH-Wert der Haut. Intensiv pflegend, reparierend und aufbauend. Zur besseren Verwendung wird die Creme hygienisch in einzelnen Sachets verpackt.

Aktive Inhaltsstoffe: Bifida Ferment Lysate, Allantoin, Urea, Hyaluron



PROTECT

Du kannst deine Haut nach der Behandlung durch dein persönliches Verhalten schon gut schützen. Für äußere Einflüsse – wie UV-Strahlung – hast du unsere UV Protect Cream SPF50+. Es ist eine UV-schützende, reparierende, dünnflüssige und sehr schnell einziehende Sonnenschutzcreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor von 80. Hierzu verwendest du die Creme als Tagespflege an allen Tagen zwischen deinen Behandlungen. Die Wirkstoffzusammensetzung variiert stark in jedem Anwendungsfeld.

Aktive Inhaltsstoffe: DNA Repair-Enzyme, Proteine, Plankton-Extrakt



DAILY CARE

Hole mehr aus deinem Treatment raus. Mit speziell auf dein Behandlungsziel abgestimmten Tagescremes ergänzt du die Behandlung optimal. So führen wir Treatment Tagescremes für Anti-Aging, Cellulite, Pigmentflecken, Narben oder öligere Haut. Hierzu verwendest du die Creme als Tagespflege an allen Tagen zwischen deinen Behandlungen. Die Wirkstoffzusammensetzung variiert stark in jedem Anwendungsfeld.

8 SCHRITTE FÜR EIN PERFEKTES ERGEBNIS:



CLEANSING

Die Haut muss vor dem Microneedling gründlich, aber dennoch sehr schonend von abgestorbenen Hautschuppen, Talg, Make-Up und Hautunreinheiten befreit werden. Zeitgleich kann die Hautbarriere und die natürliche Schutzfunktion der Haut durch hochwertige Cleanser gestärkt werden. Wir bieten den Treatment Cleanser (Basic Series) für sensible, normale und Mischhaut an und den Treatment Purifying Cleanser für ölige Hauttypen, die zu Akne neigen.

Aktive Inhaltsstoffe: Ceramide, Bambusextrakt, Allantoin, Zaubernuss, Vitamin E



PEELING

Nach der Basis-Reinigung wird die Haut mit einem Enzym-Peeling optimal auf die Behandlung vorbereitet. Dieses entfernt nicht nur abgestorbene Hautschuppen, sondern stellt die Weichen für eine zügige Hauterneuerung nach der Prozedur. Wir nutzen in unserem Enzymatic Treatment Peeling verkapselte Papaya-Enzyme und Bromelain, da sich beide Wirkstoffe als besonders schonend erwiesen haben.

Aktive Inhaltsstoffe: Papaya-Extrakt, Bromelain, Mannitol, Vitamin E

3.1 NADELKOPF UND GESCHWINDIGKEITSSTUFEN.

ACHTUNG:

Verwende ausschließlich originales Zubehör von DERMIDA® zum passenden Gerät. Die Nadelköpfe des Needlingpen SMART CONTROL (grün) passen nicht auf den X-tra CONTROL (blau) und umgekehrt, da sie über unterschiedliche Verschlusstechniken verfügen.

GESCHWINDIGKEITSSTUFEN:

Die hier aufgeführten Kombinationen sind lediglich Richtwerte. Die tatsächlich verwendeten Einstellungen können je nach Präferenz des Behandlers oder des Hauttyps variieren.

Nadeltiefe	Geschwindigkeit
0,2 mm - 0,5 mm	1 bis 2
0,5 mm - 1,0 mm	2 bis 3
1,0 mm - 1,5 mm	3 bis 4
1,5 mm - 1,0 mm	4 bis 5
2,0 mm - 2,5 mm	5 bis 6

NADELKÖPFE NEEDLINGPEN SMART CONTROL.

 Nr. DA130058-2	Nano Schmerzlose Einbringung von Wirkstoffen ohne Downtime, Lippen, BB Glow, allgemeine Hauterneuerung, Nano-Peelings, Mikrodermabrasion
 Nr. DA130055-2	16er Narben, Aknenarben, Dehnungsstreifen, Cellulite, Lokale Fettpolster, tiefe Falten, Melasmen
 Nr. DA130056-2	36er Falten, Augenfalten, Pigmentflecken, Hyperpigmentierung, Hautverfärbungen, Große Poren, Whitening, Haarwachstum, Lippen, BB Glow
 Nr. DA130057-2	42er Pigmentflecken, Hyperpigmentierung, Große Poren

Verwende ab einer Nadellänge von einem Millimeter ausschließlich den 16er Nadelkopf.

NADELKÖPFE NEEDLINGPEN X-TRA CONTROL.

 Nr. DA180031-2	Nano Schmerzlose Einbringung von Wirkstoffen ohne Downtime, Lippen, BB Glow, allgemeine Hauterneuerung, Nano-Peelings, Mikrodermabrasion
 Nr. DA141704	12er Narben, Aknenarben, Dehnungsstreifen, Cellulite, Lokale Fettpolster, tiefe Falten, Melasmen
 Nr. DA180030-2	36er Falten, Augenfalten, Pigmentflecken, Hyperpigmentierung, Hautverfärbungen, Große Poren, Whitening, Haarwachstum, Lippen, BB Glow
 Nr. DA141874-2	42er Pigmentflecken, Hyperpigmentierung, Große Poren

Verwende ab einer Nadellänge von einem Millimeter ausschließlich den 12er Nadelkopf.

PMU NADELKÖPFE X-TRA CONTROL.

R3 • Nr. DA141875	1 Nadel Lidstrich (Eyelines), Lippenkonturen
R3 •• Nr. DA141876	3 Nadeln Augenbrauen, Augenbrauenkontur, Lippenkontur
R5 ••• Nr. DA141877	5 Nadeln Schmale Flächen, Lidstrich, Augenbrauen - und Lippenpigmentierung
F3 ••• Nr. DA141878	3 Nadeln Augenbrauen
F5 ••••• Nr. DA141879	5 Nadeln Augenbrauen
F7 ••••••• Nr. DA141880	7 Nadeln Augenbrauen

3.2 ANWENDUNGSFELDER.

Anwendungsfelder	Dünne Haut	Dicke Haut	Geschwindigkeit	Nadelkopf	Serum
 Stirnfalten	0,25 mm - 0,5 mm	0,5 mm - 0,75 mm	1 - 3	36er	 Argireline + Peptide Booster*
 Zornesfalte	0,25 mm - 0,5 mm	0,5 mm - 1,0 mm	1 - 3	36er oder 12/16er	 Argireline + Peptide Booster*
 Augenbereich (Krähenfüße, Augenfalten, Tränensäcke)	0,25 mm	0,25 mm - 0,5 mm	1	36er oder Nano	 Eye Contour Reversal
 Nase und Nasenrücken	0,25 mm	0,5 mm	1 - 3	36er	 Hyaluron Booster
 Oberer Wangenknochen	0,5 mm	0,5 mm - 1,0 mm	1 - 3	36er oder 12/16er	 Intense Anti-Aging*

3.2 ANWENDUNGSFELDER.

Anwendungsfelder	Dünne Haut	Dicke Haut	Geschwindigkeit	Nadelkopf	Serum
 Mundpartie (Mundwinkel-, Marionetten- und Nasolabialfalten)	0,5 mm - 1,0 mm	1,0 mm - 1,5 mm	2 - 4	12/16er	 Argireline + Peptide Booster*
 Hyperpigmentierung und Altersflecken	0,5 mm - 0,75 mm	0,75 mm - 1,0 mm	2 - 3	36er	 Skin Tone Imperfection Control
 Narben und Aknenarben	1,0 mm - 1,25 mm	1,5 mm - 2,0 mm	3 - 5	12er/16er	 Stretch & Scar Reversal
 Große Poren	0,5 mm	0,5 mm	2	36er	 Retinol + Vitamin C Booster
 Starke Falten (Gesamt)	0,75 mm - 1,0 mm	1,0 mm	3 - 4	36er oder 12/16er	 Intense Anti-Aging*

3.2 ANWENDUNGSFELDER.

Anwendungsfelder	Dünne Haut	Dicke Haut	Geschwindigkeit	Nadelkopf	Serum
 Dehnungs- und Schwangerschaftsstreifen	1,5 mm	1,5 mm	4 - 5	12/16er	 Stretch & Scar Reversal
 Narben	0,75 mm - 1,5 mm	0,75 mm - 1,5 mm	3 - 5	12/16er	 Stretch & Scar Reversal
 Pigmentflecken	0,5 mm - 0,75 mm	0,75 mm - 1,0 mm	2 - 3	12/16er	 Skin Tone Imperfection Control
 Cellulite	1,0 mm - 1,5 mm	1,0 mm - 1,5 mm	3 - 5	12/16er	 Cellulite Reversal
 Lokale Fettpolster	1,0 mm - 1,5 mm	1,0 mm - 1,5 mm	3 - 5	12/16er	 Lipolysis Booster

3.2 ANWENDUNGSFELDER.

Anwendungsfelder	Dünne Haut	Dicke Haut	Geschwindigkeit	Nadelkopf	Serum
 Haarwachstum	0,25 mm - 0,5 mm	0,25 mm - 0,75 mm	1 - 3	36er	 Hair Growth Booster
 Lippen	0,25 mm - 0,5 mm	0,25 mm - 0,5 mm	1 - 2	36er oder Nano	 Lip Booster
 Ölige Haut	0,25 mm - 1,0 mm	0,25 mm - 1,0 mm	1 - 3	36er oder 12er/16er	 Acne & Oily Skin Reversal
 BB Glow	0,25 mm - 0,4 mm	0,25 mm - 0,4 mm	1 - 2	36er oder Nano	 DM.Cell Brightening Foundation*

3.3 PRODUKTAUSWAHL GESICHTSBEHANDLUNG.

HAUTERNEUERUNG UND FALTENPRÄVENTION



CLEANSING
Treatment
Cleanser

Nr. PRP161206



PEELING
Enzymatic
Treatment Peeling

Nr. PRP143732



SERUM
EGF Cell Booster

Nr. PRP155601-1



NEEDLING
Needlingpen
0,25 mm

Nr. PRP141703



HYDRATION
Hydration Face Mask

Nr. PRP143722-1



REPAIR
Post Treatment
Repair Balm

Nr. PRP141852



PROTECT
UV Protect
Cream SPF 50+

Nr. PRP113200



DAILY CARE
Daily Treatment Care
Basic Series

Nr. PRP143727

LEICHTE BIS MITTLERE FALTEN



CLEANSING
Treatment
Cleanser

Nr. PRP161206



PEELING
Enzymatic
Treatment Peeling

Nr. PRP143732



SERUM
Hyaluron Booster

Nr. PRP180051-3



NEEDLING
Needlingpen
0,5 mm

Nr. PRP141703



HYDRATION
Hydration Face Mask

Nr. PRP143722-1



REPAIR
Post Treatment
Repair Balm

Nr. PRP141852



PROTECT
UV Protect
Cream SPF 50+

Nr. PRP113200



DAILY CARE
Daily Treatment Care
Basic Series

Nr. PRP143727

TIEFE FALTEN



CLEANSING
Treatment
Cleanser

Nr. PRP161206



PEELING
Enzymatic
Treatment Peeling

Nr. PRP143732



SERUM
Intense Anti-Aging*

Nr. PRP155613-1



NEEDLING
Needlingpen
0,75 mm - 1,0 mm

Nr. PRP141703



HYDRATION
Hydration Face Mask

Nr. PRP143722-1



REPAIR
Post Treatment
Repair Balm

Nr. PRP141852



PROTECT
UV Protect
Cream SPF 50+

Nr. PRP113200



DAILY CARE
Daily Treatment Care
Basic Series

Nr. PRP143727

* Erstbehandlung ggf. zur intensiven Hydratisierung mit dem Hyaluron Booster durchführen.

3.3 PRODUKTAUSWAHL GESICHTSBEHANDLUNG.

STIRNFALTEN



CLEANSING
Treatment
Cleanser

Nr. DA161206



PEELING
Enzymatic
Treatment Peeling

Nr. DA143732



SERUM
Argireline + Peptide
Booster*

Nr. DA155614-1



NEEDLING
Needlingpen
0,75 mm

Nr. DA141703



HYDRATION
Hydration Face Mask

Nr. DA143722-1



REPAIR
Post Treatment
Repair Balm

Nr. DA141852



PROTECT
UV Protect
Cream SPF 50+

Nr. DA113200



DAILY CARE
Daily Treatment Care
Basic Series

Nr. DA143727

PERIORALFALTEN (MUNDWINKEL-, MARIONETTEN- UND NASOLABIALFALTEN)



CLEANSING
Treatment
Cleanser

Nr. PRP161206

Kein Peeling
ratsam.



SERUM
Argireline + Peptide
Booster*

Nr. PRP155614-1



NEEDLING
Needlingpen
1,0 mm

Nr. PRP141703



HYDRATION
Hydration Face Mask

Nr. PRP143722-1



REPAIR
Post Treatment
Repair Balm

Nr. PRP141852



PROTECT
UV Protect
Cream SPF 50+

Nr. PRP113200



DAILY CARE
Daily Treatment Care
Basic Series

Nr. PRP143727

PERIORBITALE FALTEN (AUGENFALTEN, KRÄHENFÜSSE UND TRÄNENSÄCKE)



CLEANSING
Treatment
Cleanser

Nr. PRP161206

Kein Peeling
ratsam.



SERUM
Eye Contour
Reversal

Nr. PRP155607-1



NEEDLING
Needlingpen
0,25 mm

Nr. PRP141703



HYDRATION
Hydration Face Mask

Nr. PRP143722-1



REPAIR
Post Treatment
Repair Balm

Nr. PRP141852



PROTECT
UV Protect
Cream SPF 50+

Nr. PRP113200



DAILY CARE
Daily Treatment Care
Basic Series

Nr. PRP143727

3.3 PRODUKTAUSWAHL GESICHTSBEHANDLUNG.

GROSSE POREN



CLEANSING
Treatment
Cleanser

Nr. DA161206



PEELING
Enzymatic
Treatment Peeling

Nr. DA143732



SERUM
Retinol + Vitamin C
Booster

Nr. DA155608-1



NEEDLING
Needlingpen
0,5 mm

Nr. DA141703



HYDRATION
Hydration Face Mask

Nr. DA143722-1



REPAIR
Post Treatment
Repair Balm

Nr. DA141852



PROTECT
UV Protect
Cream SPF 50+

Nr. DA113200



DAILY CARE
Daily Treatment Care
Basic Series

Nr. DA143727

NARBEN UND AKNENARBEN



CLEANSING
Treatment
Cleanser

Nr. DA161206



PEELING
Enzymatic
Treatment Peeling

Nr. DA143732



SERUM
Stretch & Scar
Reversal

Nr. DA155605-1



NEEDLING
Needlingpen
1,0 mm

Nr. DA141703



HYDRATION
Hydration Face Mask

Nr. DA143722-1



REPAIR
Post Treatment
Repair Balm

Nr. DA141852



PROTECT
UV Protect
Cream SPF 50+

Nr. DA113200



DAILY CARE
Daily Treatment Care
Stretch & Scar Series

Nr. DA143731

PIGMENTFLECKEN UND ALTERSFLECKEN



CLEANSING
Treatment
Cleanser

Nr. DA161206



PEELING
Enzymatic
Treatment Peeling

Nr. DA143732



SERUM
Skin Tone
Imperfection Control

Nr. DA155606-1



NEEDLING
Needlingpen
1,0 mm

Nr. DA141703



HYDRATION
Hydration Face Mask

Nr. DA143722-1



REPAIR
Post Treatment
Repair Balm

Nr. DA141852



PROTECT
UV Protect
Cream SPF 50+

Nr. DA113200



DAILY CARE
Daily Treatment Care
Skin Tone Series

Nr. DA143730

3.4 PRODUKTAUSWAHL KÖRPERBEHANDLUNG.

NARBEN, DEHNUNGS- UND SCHWANGERSCHAFTSSTREIFEN



CLEANSING
Treatment
Cleanser

Nr. PRP161206



PEELING
Enzymatic
Treatment Peeling

Nr. PRP143732



SERUM
Stretch & Scar
Reversal

Nr. PRP155605-1



NEEDLING
Needlingpen
1,0 mm

Nr. PRP141703



HYDRATION
Hydration Body
Mask

Nr. PRP143723-1



REPAIR
Post Treatment
Repair Balm

Nr. PRP141852



PROTECT
UV Protect
Cream SPF 50+

Nr. PRP113200



DAILY CARE
Daily Treatment Care
Stretch & Scar Series

Nr. PRP143731

KÖRPERFALTEN



CLEANSING
Treatment
Cleanser

Nr. PRP161206



PEELING
Enzymatic
Treatment Peeling

Nr. PRP143732



SERUM
Retinol + Vitamin C
Booster*

Nr. PRP155608-1



NEEDLING
Needlingpen
1,0 mm

Nr. PRP141703



HYDRATION
Hydration Body
Mask

Nr. PRP143723-1



REPAIR
Post Treatment
Repair Balm

Nr. PRP141852



PROTECT
UV Protect
Cream SPF 50+

Nr. PRP113200



DAILY CARE
Daily Treatment Care
Basic Series

Nr. PRP143727

CELLULITE UND GEWEBESCHWÄCHE



CLEANSING
Treatment
Cleanser

Nr. PRP161206



PEELING
Enzymatic
Treatment Peeling

Nr. PRP143732



SERUM
Cellulite Reversal

Nr. PRP155610-1



NEEDLING
Needlingpen
1,5 mm

Nr. PRP141703



HYDRATION
Hydration Body
Mask

Nr. PRP143723-1



REPAIR
Post Treatment
Repair Balm

Nr. PRP141852



PROTECT
UV Protect
Cream SPF 50+

Nr. PRP113200



DAILY CARE
Daily Treatment Care
Cellulite Series

Nr. PRP143728

3.4 PRODUKTAUSWAHL KÖRPERBEHANDLUNG.

PIGMENTFLECKEN UND ALTERSFLECKEN



CLEANSING
Treatment
Cleanser

Nr. PRP161206



PEELING
Enzymatic
Treatment Peeling

Nr. PRP143732



SERUM
Skin Tone
Imperfection Control

Nr. PRP155606-1



NEEDLING
Needlingpen
0,5 mm

Nr. PRP141703



HYDRATION
Hydration Body
Mask

Nr. PRP143723-1



REPAIR
Post Treatment
Repair Balm

Nr. PRP141852



PROTECT
UV Protect
Cream SPF 50+

Nr. PRP113200



DAILY CARE
Daily Treatment Care
Skin Tone Series

Nr. PRP143730

LOKALE FETTPOLSTER



CLEANSING
Treatment
Cleanser

Nr. PRP161206



PEELING
Enzymatic
Treatment Peeling

Nr. PRP143732



SERUM
Lipolysis
Booster

Nr. PRP155612-1



NEEDLING
Needlingpen
1,0 mm

Nr. PRP141703



HYDRATION
Hydration Body
Mask

Nr. PRP143723-1



REPAIR
Post Treatment
Repair Balm

Nr. PRP141852



PROTECT
UV Protect
Cream SPF 50+

Nr. PRP113200



DAILY CARE
Daily Treatment Care
Cellulite Series

Nr. PRP143728

STRAFFUNG



CLEANSING
Treatment
Cleanser

Nr. PRP161206



PEELING
Enzymatic
Treatment Peeling

Nr. PRP143732



SERUM
Hyaluron Booster

Nr. PRP180051-3



NEEDLING
Needlingpen
1,0 mm

Nr. PRP141703



HYDRATION
Hydration Body
Mask

Nr. PRP143723-1



REPAIR
Post Treatment
Repair Balm

Nr. PRP141852



PROTECT
UV Protect
Cream SPF 50+

Nr. PRP113200



DAILY CARE
Daily Treatment Care
Cellulite Series

Nr. PRP143728

3.5 PRODUKTAUSWAHL SPEZIELLE ANWENDUNGSGEBIETE.

AKNE & ÖLIGE HAUT



CLEANSING
Treatment Purifying
Cleanser

Nr. PRP143725



PEELING
Enzymatic
Treatment Peeling

Nr. PRP143732



SERUM
Acne & Oily Skin
Reversal

Nr. PRP155609-1



NEEDLING
Needlingpen
0,25 mm - 1,0 mm

Nr. PRP141703



HYDRATION
Hydration Face Mask

Nr. PRP143722-1



REPAIR
Post Treatment
Repair Balm

Nr. PRP141852



PROTECT
UV Protect
Cream SPF 50+

Nr. PRP113200



DAILY CARE
Daily Treatment Care
Oily Skin Series

Nr. PRP143729

HAARWACHSTUM



CLEANSING
Kami
Kopfhaut Shampoo

Nr. PRP180061



PEELING
Kami
Kopfhaut Peeling

Nr. PRP180060



SERUM
Hair Growth
Booster

Nr. PRP155611-1



NEEDLING
Needlingpen
0,25 mm - 0,5 mm

Nr. PRP141703



DAILY CARE
Daily Treatment Care
Basic Series

Nr. PRP143727

Unser Tip.
Verwende das Hair Growth Booster Serum nach Reinigung und Desinfektion der Kopfhaut. Wir empfehlen eine Kombinations-Behandlung mit 0,25 mm und 0,5 mm.
Beispielsweise:
Montag = 0,25 mm, Mittwoch = 0,25 mm, Freitag = 0,5 mm.

LIPPE



SERUM
Lip Booster

Nr. PRP155615-1



NEEDLING
Needlingpen
0,25 mm - 0,5 mm
oder Nano

Nr. PRP141703



DAILY CARE
Lip Care
Performance Balm

Nr. PRP135129

NÜTZLICHES ZUBEHÖR	ART.-NR.
Treatment Skin Repair Tea	PRP141722-1
Tuchmaske (für individuelle Seren)	PRP141711
Alcoderm Hautdesinfektionsmittel	PRP141511
Feindosierungsspritzen (Entnahme sterile Seren)	PRP180075
Maskenpinsel (für Enzym-Peeling)	PRP141891
Acrylständer für 24 sterile Seren	PRP142087
Kosmetikkühlschrank	PRP142085

3.6 ANLEITUNG: SCHRITT FÜR SCHRITT.



VORBEREITUNG UND DESINFEKTION.

Vergewissere dich vor der Behandlung, dass du die gewünschten Nadelaufsätze und alle benötigten Produkte parat hast. Den Arbeitsplatz hygienisch sauber halten und eine angemessene Beleuchtung gewährleisten. Vor der Verwendung des Pens, musst du das Hautareal, welches du behandeln willst, gründlich reinigen und mit Alcoderm® desinfizieren. Zudem ist der Nadelkopf mit Instrusol® zu desinfizieren, um ein steriles Behandlungsumfeld sicher zu stellen. Vermenge hierzu 1 ml Instrusol mit 25 ml Wasser und lege den Nadelkopf 5 Minuten darin ein. Anschließend vollständig trocknen lassen.



1. CLEANSING.

Während der Nadelkopf im Glas desinfiziert, entfernst du Make-Up und reinigst die zu behandelnden Körperstellen mit reichlich Wasser und dem milden Treatment Cleanser. Entnimm eine kleine Menge Cleanser und vermenge ihn mit etwas lauwarmen Wasser. Jetzt entsteht ein schonender und intensiver Pflegeschaum. Verteile diesen Schaum auf der Körperstelle. Massiere ihn sanft ein und wasche ihn anschließend gründlich ab.



2. ENZYM-PEELING.

Im nächsten Schritt befreist du deine Haut von abgestorbenen Hautschuppen. Hierzu wird das Enzymatic Treatment Peeling mit einem Maskenpinsel unverdünnt auf die Haut aufgetragen. Mund- und Augenpartie unbedingt aussparen. Etwa 5-10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit reichlich Wasser und einem Schwamm rückstandslos entfernen. Sanft trocken tupfen und mit dem Alcoderm® Hautdesinfektionsmittel die Hautstellen unverdünnt einsprühen (Einwirkzeit 30 Sekunden).

Hinweis: Ab einer Nadellänge von 0,75 mm kann es ratsam sein, anschließend eine Betäubungscreme (z.B. Emla-Creme) aufzutragen. Beachte hierfür die Einwirkzeiten des Herstellers



3. SERUM.

Generell hast du zwei Möglichkeiten, um die Microneedling-Anwendung mit einer Wirkstoff-Therapie (Serum) zu kombinieren. Entweder arbeitest du ein steriles Serum direkt mit dem Needlingpen ein oder du setzt auf ein After-Care-Serum nach der Behandlung. Wir empfehlen aufgrund der pharmazeutischen Reinheit und der höheren Effektivität eine sterile Wirkstoff-Ampulle zu verwenden. Du entnimmst das Serum mit der mitgelieferten Feindosierungsspritze. Entferne hierzu vorsichtig die weiße Verschlusskappe der Ampulle. Durchsteche mit der Entnahmespritze das graue Septum und ziehe die Spritze auf. Die Kanüle lässt sich anschließend leicht abnehmen, um das Serum gefahrenlos auf der Haut zu verteilen. Das Serum ist hochwirksam und enthält 10 ml. Du benötigst für eine Behandlung im Gesicht lediglich 2 bis 3 ml, am Körper je nach Größe des Behandlungsareals mehr.



4. NEEDLINGPEN.


Entscheide dich, ob du die Behandlung im Netzbetrieb oder kabellos durchführen willst. Bringe den gewünschten Nadelaufsatz auf das Gerät an und versichere dich, dass dieser fest sitzt und keine Schäden aufweist. Nimm das Needlingpen mit dem ON/OFF-Knopf in Betrieb. Erst bei eingeschaltetem Gerät lässt sich die gewünschte Nadellänge einstellen. Straffe nun das Hautareal, welches du behandeln willst, mit zwei Fingern. Lasse den Pen in gewünschtem Muster über die Haut gleiten. Achte darauf, jede Hautstelle zwischen 5 bis 8 mal zu needeln.

Wichtiger Hinweis: Während der Behandlung darf ein Needlingpen auf keinen Fall auf den Kopf gedreht werden (Nadelkopf zeigt nach oben). Hierbei könnte im Nadelkopf befindliche Flüssigkeit in den Motorraum laufen und irreparable Schäden verursachen (Liquid-Backflow).



5. HYDRATION.

Nach der Behandlung sind deine Hautkanäle für ca. 15 Minuten geöffnet und besonders empfänglich für hochwirksame Masken. Entnimm die DERMIDA® Hydration Mask der Verpackung. Entferne – falls vorhanden – die beiden Schutzfolien und lege die Maske auf die behandelte Körperpartie. Entspanne nun für 10 bis 15 Minuten und lasse die Maske ihre Arbeit verrichten. Anschließend die Maske abnehmen und das überschüssige Serum sanft einmassieren.



6. REPAIR.

Microneedling beansprucht deine Haut. Sensible und empfindliche Hauttypen verwenden nun den DERMIDA® Post Treatment Repair Balm. Das ist ein intensiv feuchtigkeitsspendender und anti-irritativ wirkender Pflegebalsam für die unmittelbare Anwendung nach dem Needling. Der Repair Balm ist hygienisch in einzelnen Sachets verpackt. Reiß das Sachet auf und verteile den Balm mit kreisenden Bewegungen auf der Haut. Lasse ihn vollständig absorbieren.



7. PROTECT.

Microneedling ist perfekt zu jeder Jahreszeit. Wenn die behandelte Körperpartie Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, ist ein spezieller UV-Schutz mit hohem Lichtschutzfaktor notwendig. Entnimm hierzu die dünnflüssige und sehr schnell einziehende Sonnenschutzcreme DERMIDA® UV Protect Cream SPF 50+ und verteile sie auf der behandelten Körperpartie.



8. DAILY CARE.

Vermeide es, deine Haut innerhalb der nächsten zwei Stunden mit der Hand zu berühren. Vermeide starkes Schwitzen, Dampfbäder und direktes Sonnenlicht am Tag der Behandlung. Trage kein Make-Up auf. Schlafen ist jetzt die beste Erholung für deine Haut. Falls nötig, solltest du davor deinen Kissenbezug wechseln. In den Folgetagen zwischen den Behandlungen kannst du deine Behandlungsergebnisse mit den speziellen Tagespflegecremes von DERMIDA® weiter verbessern.

PRPMED.DE

Kurstraße 7
63667 Bad-Salzhausen

<https://www.prpmed.de>

E-Mail kontakt@prpmed.de

Tel. +49 6043 9862 817

prpmed
